

Weltneuheit

Wasseraktivitäts-Messinstrument der neusten Generation

Seit mehr als 30 Jahren ist Novasina Marktführer in der Herstellung von präzisions Messinstrumenten die zur Bestimmung der Wasseraktivität von Lebensmitteln, aber immer mehr auch von pharmazeutischen-,

chemischen- und kosmetischen Produkten benötigt werden. Dank langjähriger Erfahrung und Forschung können wir heute "Swiss made" Spitzenprodukte mit einem sehr hohen Qualitätsstandard anbieten.

LabMASTER-aw und LabPARTNER-aw

Modulares mehrkanal Wasseraktivitäts-Messgerät



Die Novasina freut sich, Ihnen die neuste Entwicklung im Bereich der Wasseraktivitätsmessung vorstellen zu dürfen.

Die **LabMASTER-aw** und **LabPARTNER-aw** Messgeräte bestehen durch Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Robustheit und Modularität.

Damit setzt dieses System weltweit neue Massstäbe und erfüllt bereits heute Vorschriften und Empfehlungen von internationalen Kommissionen in Bezug auf Rückverfolgbarkeit und Sicherheit. Der **LabMASTER-aw** ist in drei Versionen erhältlich und kann bis zu **9 LabPARTNER-aw** über ein elektronisches Bus-System kontrollieren. Dank ausgeklügeltem Software Design ist ein Update vor Ort jederzeit möglich.

Vorteile :

- ☑ Genaueste Messung dank weltweit einzigartiger "Novalyte" Messtechnologie
- ☑ Höchste Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität in Verbindung mit Messgeschwindigkeit und Flexibilität
- ☑ Einfachste Handhabung, intuitive Menüführung
- ☑ Hochpräzise, einstellbare Messkammer-Temperierung
- ☑ Eingebaute "Vorkonditionier-Kammer" für die Vorbereitung der nachfolgenden Messprobe
- ☑ Grosser, übersichtlicher und beleuchteter Bildschirm
- ☑ Werkskalibration an 6 aw-Wert Punkten
- ☑ Kontrolle, Test und Nachjustierungsmöglichkeit mittels mitgelieferten SAL-T Feuchtestandards
- ☑ Modulares Design, jederzeit Update fähig
- ☑ Einfachster Service vor Ort



Multikanal System - **LabMASTER-aw** + 3 **LabPARTNER-aw** inkl. PC

novasina
The Art of Precision Measurement

N a ina
Neuheimstrasse 12
CH-8853Lachen SZ
Tel: +41 (0)55 642 76 67
Fax: +41 (0)55 642 67 70
info@novasina.ch
www.novasina.com